

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ehf Pour Wb Et Elisa - Q9Nzc4

Numéro d'article: CM0016615

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur homologue ETS humain (EHF) validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Utile pour étudier la différenciation épithéliale, la régulation transcriptionnelle et les mécanismes de suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EHF Rabbit pAb
Remarques/Alias	ESE3, ESEJ, ESE3B, EHF
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	26298
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-113 de l'EHF humain (NP_036285.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9NZC4
Poids moléculaire de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace