

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ehhadh Pour Wb Et Elisa - Q08426

Numéro d'article: CM0030848

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'EHHADH (enzyme bifonctionnelle peroxysomale), validé pour WB et ELISA. Détecte l'EHHADH humain, de souris et de rat (~79 kDa), une enzyme clé de la bêta-oxydation des acides gras peroxysomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EHHADH Rabbit pAb
Remarques/Alias	LBP, ECHD, LBFP, MFE1, PBFE, FRTS3, L-PBE, EHHADH
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1962
GeneID	1962
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 444-723 de l'EHHADH humain (NP_001957.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q08426
Poids de la protéine	79kDa
Expédition	Sachet de glace