

Anticorps Polyclonal Anti-Ehmt1 Pour Wb Et Elisa - Q9H9B1

Numéro d'article: CM0028280



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre EHMT1 (GLP), validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'EHMT1 humaine, de souris et de rat (~141 kDa). Convient pour la biologie de la chromatine et la recherche épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EHMT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GLP; GLP1; KMT1D; KLEFS1; FP13812; EHMT1-IT1; EUHMTASE1; Eu-HMTase1; EHMT1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	79813
ID de gène	79813
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de l'EHMT1 humaine (NP_079033.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H9B1
Poids de la protéine	141kDa
Expédition	Sac de glace