

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ehmt2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Kq7

Numéro d'article: CM0003914



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant l'histone méthyltransférase EHMT2 (G9a). Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte l'EHMT2 humaine, de souris et de rat. Convient aux études sur la répression transcriptionnelle épigénétique. - Q96KQ7

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EHMT2 Lapin mAb
Remarques/Alias	G9A; BAT8; GAT8; NG36; KMT1C; C6orf30; EHMT2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10919
GeneID	10919
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-300 de l'EHMT2 humaine (Q96KQ7).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96KQ7
Poids Protéique	132 kDa
Expédition	Sac de glace