

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ei24 Pour Wb, Elisa - O14681

Numéro d'article: CM0022056

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Ei24 humain (EPG4/PIG8), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier les voies d'apoptose et d'autophagie médiées par p53.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin Ei24
Remarques/Alias	EPG4 ; PIG8 ; TP53I8 ; Ei24
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9538
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 240-340 de l'Ei24 humain (NP_004870.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14681
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace