


Anticorps Monoclonaux Anti-Eif1A Pour Wb, Elisa - P47813

Numéro d'article: CM0003009



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant eIF1A humain (EIF1AX) pour les applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Facteur clé d'initiation de la traduction impliqué dans le balayage du complexe 43S.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	eIF1A Lapin mAb
Remarques/Alias	EIF1A; EIF4C; eIF-1A; eIF-4C; EIF1AP1; eIF1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1964
GeneID	1964
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 65-144 de l'eIF1A humain (P47813).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P47813
Poids Protéique	16kDa
Expédition	Sac de glace