


Anticorps Polyclonal Anti-Eif1Ax Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P47813

Numéro d'article: CM0027169



Introduction

Anticorps EIF1AX polyclonal de lapin (P47813) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte l'eIF1AX humain, murin, rat, un composant du complexe de pré-initiation 43S essentiel pour l'initiation de la traduction. Idéal pour les études mécanistiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	EIF1AX Rabbit pAb
Remarques/Alias	EIF1A, EIF4C, eIF-1A, eIF-4C, EIF1AP1, EIF1AX
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1964
GeneID	1964
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-144 de l'EIF1AX humain (NP_001403.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P47813
Poids moléculaire de la protéine	16kDa
Expédition	Sac de glace