

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eif1Ay Pour Wb, Elisa - O14602

Numéro d'article: CM0025448

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant EIF1AY humain (eIF-4C). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée vers la souris et le rat, convient pour la recherche sur l'initiation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EIF1AY pAc Lapin
Remarques/Alias	eIF-4C; EIF1AY
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9086
GeneID	9086
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-144 de l'EIF1AY humain (NP_004672.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14602
Poids de la protéine	16kDa
Expédition	Sac de glace