


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Eif2A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9By44

Numéro d'article: CM0010606



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le facteur d'initiation de la traduction eucaryote 2A (eIF2A), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la traduction. PM 65 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	eIF2A mAb Lapin
Remarques/Alias	CDA02; EIF-2A; MST089; MSTP004; MSTP089; eIF2A
Espèce	Humain
GeneID	83939
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 450-550 de l'eIF2A humaine (Q9BY44)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BY44
Poids Protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace