


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eif2A Pour Wb, Elisa - Q9By44

Numéro d'article: CM0020240



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-eIF2A de CamelBio est validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée sur l'homme et la souris. Soutient la recherche sur l'initiation de la traduction et la synthèse des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	eIF2A Lapin pAb
Remarques/Alias	CDA02; EIF-2A; MST089; MSTP004; MSTP089; eIF2A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	83939
GeneID	83939
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'eIF2A humaine (NP_114414.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BY44
Poids moléculaire	65kDa
Expédition	Sac de glace