


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eif2A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05198

Numéro d'article: CM0015227



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'eIF2 α humain (sous-unité alpha du facteur d'initiation de la traduction eucaryote 2). Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour l'étude de l'initiation de la traduction, de la réponse intégrée au stress et de la mitophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	eIF2 α pAb de lapin
Remarques / Alias	EIF2, EIF-2, EIF2A, EIF-2A, EIF-2alpha, eIF2 α
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1965
GeneID	1965
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 260 de l'eIF2 α humain (NP_004085.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P05198
Poids moléculaire	36 kDa
Expédition	Sac de glace