

Anticorps Polyclonal Anti-Eif2Ak1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bqi3

Numéro d'article: CM0016582

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant EIF2AK1 humain (HRI), validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réactivité croisée avec le rat. Utile pour les recherches sur la réponse intégrée au stress, la carence en hème et la mitophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EIF2AK1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HCR ; HRI ; hHRI ; LEMSPAD ; EIF2AK1
Espèce	Humaine
ID du gène	27102
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 337-586 d'EIF2AK1 humain (NP_055228.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, rat
SWISS	Q9BQI3
Poids moléculaire	71 kDa
Expédition	Sac réfrigérant