

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Eif2Ak1 Pour Wb, Elisa - Q9Bqi3

Numéro d'article: CM0007031

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre l'EIF2AK1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Cible la kinase inhibitrice régulée par l'hème impliquée dans les réponses au stress, la synthèse de l'hémoglobine et le dysfonctionnement mitochondrial. Convient pour la recherche et le développement de tests de diagnostic in vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validated] EIF2AK1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; [KD Validated] EIF2AK1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	27102
ID de gène	27102
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 337-586 de l'EIF2AK1 humaine (NP_055228.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BQI3
Poids de la protéine	71kDa
Expédition	Sac de glace