

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eif2Ak1 Pour Wb Et Elisa - Q9Bqi3

Numéro d'article: CM0027860

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre EIF2AK1 (HRI) pour les applications WB et ELISA. Réactif avec des échantillons humains et murins. Idéal pour l'étude de la réponse au stress intégrée, la détection de l'hème et le contrôle de la traduction.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | [Validé KO] EIF2AK1 Rabbit pAb                                                                                                   |
| Remarques / Alias    | HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; K1                                                                                                      |
| Espèce               | Humain                                                                                                                           |
| ID du gène (Humain)  | 27102                                                                                                                            |
| ID du gène           | 27102                                                                                                                            |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 371-630 de l'EIF2AK1 humain (NP_055228.2) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                                                                   |
| SWISS                | Q9BQI3                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 71kDa                                                                                                                            |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                     |