


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Eif2B Epsilon (Eif2B5) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13144

Numéro d'article: CM0010409



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'eIF2B epsilon (EIF2B5) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Indispensable pour l'étude de l'initiation de la traduction et des réponses au stress. UniProt Q13144.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	eIF2B epsilon (EIF2B5) mAb de lapin
Remarques / Alias	CLE; CACH; LVWM; EIF-2B; EIF2Bepsilon; eIF2B epsilon (EIF2B5)
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	8893
ID du gène	8893
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'eIF2B epsilon (EIF2B5) humaine (Q13144)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13144
Poids de la protéine	80kDa
Expédition	Sac de glace