


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eif2B Epsilon (Eif2B5) Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13144

Numéro d'article: CM0017839



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'eIF2B epsilon (EIF2B5) humaine. Convient pour WB, IF/ICC, IP, ELISA ; réagit croisée avec l'humain, la souris, le rat. Essentiel pour l'étude de l'initiation de la traduction et de la fonction du complexe eIF2B.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	eIF2B epsilon (EIF2B5) Lapin pAb
Remarques/Alias	CLE; CACH; LVWM; EIF-2B; EIF2Bepsilon; eIF2B epsilon (EIF2B5)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8893
ID de gène	8893
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 442-721 de l'eIF2B epsilon (EIF2B5) humaine (NP_003898.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13144
Poids moléculaire	80kDa
Expédition	Sac de glace