


Anticorps Polyclonal Anti-Eif2B1 Pour Western Blot, If/Icc, Elisa - Q14232

Numéro d'article: CM0029132



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EIF2B1 humain, validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA, avec réactivité croisée vers la souris. Idéal pour l'étude de la régulation de la traduction, de la fonction du complexe eIF2B et de la recherche sur la leucodystrophie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EIF2B1 Lapin pAb
Remarques/Alias	EIF2B; EIF2BA; EIF2Balpha; EIF2B1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1967
ID de gène	1967
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-305 de l'EIF2B1 humain (NP_001405.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14232
Poids moléculaire	34kDa
Expédition	Sac de glace