


Anticorps Polyclonal Anti-Eif2B2/Eif2Bbeta Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49770

Numéro d'article: CM0029937



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EIF2B2/eIF2Bbeta humain, validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'initiation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EIF2B2 Lapin pAb
Remarques/Alias	EIF2B; EIF2Bbeta; EIF-2Bbeta; EIF2B2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8892
GeneID	8892
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 1-120 de l'EIF2B2 humain (NP_055054.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49770
Poids protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace