


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eif2B4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9UI10

Numéro d'article: CM0022835



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-EIF2B4 (Q9UI10) validé pour WB, IF/ICC et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la fonction et la régulation du complexe du facteur d'initiation de la traduction eIF2B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EIF2B4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	EIF2B; EIF-2B; EIF2Bdelta; EIF2B4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8890
GeneID	8890
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 100 de l'EIF2B4 humain (Q9UI10)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9UI10
Poids moléculaire	58 kDa
Expédition	Sac de glace