


## Anticorps Monoclonal Anti-Eif2C3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9G7

Numéro d'article: CM0003690



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'eIF2C3 humain (Argonaute-3), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Conçu pour les applications de recherche sur l'ARNi et le silençage génique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | eIF2C3 Lapin mAb                                                                                                           |
| Remarques/Alias     | EIF2C3; Argonaute3; hAgo3; eIF2C3                                                                                          |
| Espèce              | Humain                                                                                                                     |
| ID de Gène (Humain) | 192669                                                                                                                     |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 721-860 de l'eIF2C3 humain (Q9H9G7) |
| Source              | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie           | Anticorps Monoclonaux                                                                                                      |
| Application         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Réactivité Croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                        |
| SWISS               | Q9H9G7                                                                                                                     |
| Poids Protéique     | 97kDa                                                                                                                      |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                               |