


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eif2S3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P41091

Numéro d'article: CM0025198



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EIF2S3 humain (eIF2γ), validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Démonstre une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la régulation de la traduction et la fonction d'eIF2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EIF2S3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	EIF2; EIF2G; MEHMO; MRXSBRK; eIF-2gA; EIF2gamma; EIF2S3
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	1968
ID du Gène	1968
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de l'EIF2S3 humain (NP_001406.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41091
Poids Moléculaire Protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace