


Anticorps Polyclonal Anti-Eif3A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14152

Numéro d'article: CM0018467



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EIF3A humain, une sous-unité du complexe eIF3 essentielle à l'initiation de la traduction. Validé en WB, IF/ICC et ELISA ; réagit également avec la souris. Idéal pour les recherches sur la synthèse protéique, la prolifération cellulaire et les infections virales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EIF3A Rabbit pAb
Remarques/Alias	EIF3; P167; p180; p185; TIF32; EIF3S10; eIF3-p170; eIF3-theta; EIF3A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8661
GeneID	8661
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 250 de l'EIF3A humain (NP_003741.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q14152
Poids moléculaire	167 kDa
Expédition	Sac de glace