


Anticorps Polyclonal Anti-Eif3B Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55884

Numéro d'article: CM0017776



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'eIF3B humain, une sous-unité du complexe du facteur d'initiation de la traduction eIF-3. Convient pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Poids moléculaire prévu ~93 kDa. Idéal pour la recherche sur la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	eIF3B Lapin pAb
Remarques/Alias	PRT1, EIF3S9, EIF3-ETA, EIF3-P110, EIF3-P116, eIF3B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8662
GeneID	8662
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-350 de l'eIF3B humain (NP_003742.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55884
Poids de la protéine	93kDa
Expédition	Sac de glace