


Anticorps Polyclonal Anti-Eif3C Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99613

Numéro d'article: CM0030991



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-EIF3C validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte l'EIF3C humain, murin, rat (eIF3-p110), une sous-unité centrale du complexe d'initiation de la traduction eIF-3. Idéal pour les études de synthèse protéique et de prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-EIF3C
Remarques/Alias	EIF3CL; EIF3S8; eIF3-p110; EIF3C
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8663
ID du gène	8663
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 694-913 de l'EIF3C humain (NP_003743.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99613
Poids moléculaire protéique	106kDa
Expédition	Sac de glace