


## Anticorps Monoclonal Anti-Eif3E Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P60228

Numéro d'article: CM0009258



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre eIF3e (EIF3S6/INT6) pour Western blot, IHC-P et ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. Adapté pour l'étude de l'initiation de la traduction et du NMD.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | eIF3e Rabbit mAb                                                                                                          |
| Remarques / Alias    | INT6, EIF3S6, EIF3-P48, eIF3-p46, eIF3e                                                                                   |
| Espèce               | Humain                                                                                                                    |
| GeneID (Humain)      | 3646                                                                                                                      |
| GeneID               | 3646                                                                                                                      |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-350 de l'eIF3e humain (P60228) |
| Source               | Lapin                                                                                                                     |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                     |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                       |
| SWISS                | P60228                                                                                                                    |
| Poids de la protéine | 52kDa                                                                                                                     |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                              |