


Anticorps Polyclonal Anti-Eif3G Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075821

Numéro d'article: CM0030496



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'EIF3G humain, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence/immunocytochimie et l'ELISA. L'EIF3G est un composant central du complexe du facteur d'initiation de la traduction eucaryote 3, essentiel pour la synthèse des protéines et la régulation du cycle cellulaire. Cet anticorps présente une réaction croisée avec des échantillons de souris et de rat, offrant une utilisation polyvalente dans la recherche translationnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EIF3G Lapin pAb
Remarques/Alias	EIF3S4; EIF3-P42; eIF3-p44; eIF3-delta; EIF3G
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8666
ID de Gène	8666
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-320 de l'EIF3G humain (NP_003746.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075821
Poids Protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace