


Anticorps Polyclonal Anti-Eif3J Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075822

Numéro d'article: CM0030390



Introduction

EIF3J Rabbit pAb (075822) est un anticorps polyclonal validé pour WB, IF/ICC et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'initiation de la traduction et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EIF3J Rabbit pAb
Remarques / Alias	EIF3S1; eIF3-p35; eIF3-alpha; EIF3J
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8669
ID du gène	8669
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 1-258 de l'EIF3J humain (NP_003749.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075822
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace