


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eif3K Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubq5

Numéro d'article: CM0025506



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre EIF3K, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'initiation de la traduction et de la synthèse des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EIF3K Lapin pAb
Remarques/Alias	M9; ARG134; PLAC24; PTD001; EIF3S12; HSPC029; MSTP001; PLAC-24; PRO1474; EIF3-p28; EIF3K
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27335
GeneID	27335
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-218 de l'EIF3K humaine (NP_037366.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBQ5
Poids moléculaire	25kDa
Expédition	Sac de glace