


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eif3L Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y262

Numéro d'article: CM0028040



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-EIF3L validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Composant du complexe d'initiation de la traduction eIF-3, impliqué dans la synthèse protéique et la prolifération cellulaire. Idéal pour usage IVD et recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin EIF3L
Remarques/Alias	EIF3EIP; EIF3S11; HSPC021; HSPC025; MSTP005; EIF3S6IP; EIF3L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51386
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de l'EIF3L humain (NP_057175.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y262
Poids protéique	67kDa
Expédition	Sac de glace