


Anticorps Polyclonal Anti-Eif3M Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q7L2H7

Numéro d'article: CM0028126



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EIF3M humain (eIF3m, hFL-B5), validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. L'EIF3M est une sous-unité du complexe eIF-3 essentielle pour l'initiation de la traduction, pertinente pour la recherche sur le cancer et les infections virales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EIF3M Lapin pAb
Remarques/Alias	B5; GA17; PCID1; TANGO7; hfl-B5; EIF3M
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10480
ID de gène	10480
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-374 de l'EIF3M humain (NP_006351.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7L2H7
Poids moléculaire	42kDa
Expédition	Sac de glace