

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eif4A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P60842 / Q14240 / P38919

Numéro d'article: CM0020964



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-eIF4A pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'eIF4A humain, de souris et de rat (P60842/Q14240/P38919). Idéal pour la recherche sur l'initiation de la traduction et l'hélicase à ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-eIF4A
Espèce	Humain
ID de gène	1973/1974/9775
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'eIF4A humain (NP_001407.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60842/Q14240/P38919
Expédition	Sac de glace