

Anticorps Monoclonal Anti-Eif4A1/Eif4A2/Eif4A3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60842/Q14240/P38919

Numéro d'article: CM0007538



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'humain EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3 avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Idéal pour étudier l'initiation de la traduction et la fonction d'hélicase à ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	DDX2A ; EIF4A ; EIF-4A ; eIF4A-I ; eIF-4A-I ; DDX2B ; EIF4F ; BM-010 ; eIF4A-II ; e-IF-4A-II ; Fal1 ; RCPS ; DDX48 ; MUK34 ; NUK34 ; NMP265 ; eIF4AIII ; eIF4A-III ; e-IF-4A-III ; EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1973/1974/9775
GeneID	1973/1974/9775
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'humain EIF4A1, EIF4A2 et EIF4A3
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60842/Q14240/P38919
Poids protéique	46 kDa
Expédition	Sac de glace