


Anticorps Polyclonal Anti-Eif4A2 Pour Wb, Elisa - Q14240

Numéro d'article: CM0025036



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-EIF4A2 de haute qualité, validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à l'étude de l'initiation de la traduction et de l'activité ARN hélicase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EIF4A2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DDX2B; EIF4A; EIF4F; BM-010; eIF4A-II; eIF-4A-II; EIF4A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1974
GeneID	1974
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 270 de l'EIF4A2 humain (NP_001958.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14240
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace