

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Eif4A3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P38919

Numéro d'article: CM0005751



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-eIF4A3 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît la protéine eIF4A3 humaine, de souris et de rat (P38919). Idéal pour l'étude de l'épissage et de la dynamique du EJC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	eIF4A3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	Fal1; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; eIF-4A-III; eIF4A3
Espèce	Humain
Identifiant de gène	9775 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-125 de l'eIF4A3 humain (P38919)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P38919
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace