

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eif4A3 Pour Wb, Elisa - P38919

Numéro d'article: CM0025711



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'eIF4A3 humain (DDX48/NMP265), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier l'épissage des ARNm, l'assemblage du complexe de jonction d'exons (EJC) et la dégradation des ARNm non-sens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	eIF4A3 Lapin pAb
Remarques/Alias	Fal1 ; RCPS ; DDX48 ; MUK34 ; NUK34 ; NMP265 ; eIF4AIII ; eIF4A-III ; eIF-4A-III ; eIF4A3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9775
GeneID	9775
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de l'eIF4A3 humain (NP_055555.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P38919
Poids moléculaire protéique	47 kDa
Expédition	Sac de glace