


## Anticorps Polyclonal Anti-Eif4B Pour Wb, If/Icc, Elisa - P23588

Numéro d'article: CM0017067



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre EIF4B humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte EIF4B humain, murin et de rat ; convient aux études sur l'initiation de la traduction.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | EIF4B Rabbit pAb                                                                                                               |
| Remarques/Synonymes | EIF-4B; PRO1843; EIF4B                                                                                                         |
| Espèce              | Humaine                                                                                                                        |
| GeneID (humain)     | 1975                                                                                                                           |
| GeneID              | 1975                                                                                                                           |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 352 à 611 d'EIF4B humain (NP_001408.2). |
| Source              | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Réactivité croisée  | Homme, souris, rat                                                                                                             |
| SWISS               | P23588                                                                                                                         |
| Poids moléculaire   | 69 kDa                                                                                                                         |
| Expédition          | Sac réfrigérant                                                                                                                |