


Anticorps Polyclonal Anti-Eif4B Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P23588

Numéro d'article: CM0026672



Introduction

EIF4B pAb de lapin est un anticorps polyclonal ciblant le facteur 4B de l'initiation de la traduction eucaryote humaine et souris. Validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA, il soutient la recherche sur la biosynthèse des protéines et les mécanismes de contrôle de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EIF4B pAb de lapin
Remarques/Alias	EIF-4B; PRO1843; EIF4B
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	1975
Identifiant de gène	1975
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 352-611 de l'EIF4B humain (NP_001408.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P23588
Poids de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac isotherme