

Anticorps Polyclonal Anti-Eif4E Pour Wb, If/Icc, Elisa - P06730

Numéro d'article: CM0013290



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'eIF4E humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît le facteur d'initiation de la traduction de 25 kDa impliqué dans la liaison à la coiffe des ARNm, l'export nucléaire et le contrôle traductionnel.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	eIF4E Lapin pAb
Remarques/Alias	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; eIF4E
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1977
ID du gène	1977
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-217 de l'eIF4E humain (NP_001959.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06730
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace