

Anticorps Polyclonal Anti-Eif4E2 Pour Wb - O60573

Numéro d'article: CM0024764



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EIF4E2 humain (4EHP), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît l'Humain, la Souris, le Rat. Répresseur translationnel clé impliqué dans le silence médié par les miARN et la réponse virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EIF4E2 Lapin pAb
Remarques/Alias	4EHP, IF4e, 4E-LP, h4EHP, EIF4EL3, EIF4E2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9470
GeneID	9470
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 1-240 de l'EIF4E2 humain (NP_004837.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60573
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace