

## Anticorps Polyclonal Anti-Eif4Ebp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13541

Numéro d'article: CM0013131



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre eIF4EBP1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la régulation de la traduction.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | eIF4EBP1 Rabbit pAb                                                                                                                                   |
| Remarques/Alias    | BP-1 ; 4EBP1 ; 4E-BP1 ; PHAS-I ; eIF4EBP1                                                                                                             |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                                |
| ID du gène         | 1978                                                                                                                                                  |
| Immunogène         | Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 50 et 118 de l'eIF4EBP1 humain (NP_004086.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                 |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                 |
| Application        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                              |
| Réactivité croisée | Humain, souris, rat                                                                                                                                   |
| SWISS              | Q13541                                                                                                                                                |
| Poids moléculaire  | 13 kDa                                                                                                                                                |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                          |