


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Eif4Ebp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13541

Numéro d'article: CM0007479



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-eIF4EBP1 à haute spécificité validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; il détecte l'eIF4EBP1 humain (13 kDa) pour les études de régulation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] eIF4EBP1 mAb de lapin
Remarques / Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; [Validé KD] eIF4EBP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1978
GeneID	1978
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13541
Poids de la protéine	13kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace