

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eif4Ebp1 Pour Ihc-P Et Elisa - Q13541

Numéro d'article: CM0019761



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'eIF4EBP1 humain (4EBP1) pour l'IHC-P et l'ELISA, présentant une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la voie mTORC1 et le contrôle de l'initiation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	eIF4EBP1 pAb de lapin
Remarques/Alias	BP-1 ; 4EBP1 ; 4E-BP1 ; PHAS-I ; eIF4EBP1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1978
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-118 de l'eIF4EBP1 humain (NP_004086.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q13541
Poids moléculaire	13 kDa
Expédition	Sac de glace