


Anticorps Polyclonal Anti-Eif4G1 Pour Wb Et Elisa - Q04637

Numéro d'article: CM0017349



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EIF4G1 humain (eIF4G, p220), validé pour WB et ELISA. Convient à l'étude de l'initiation de la traduction, des granules de stress et des voies liées à la maladie de Parkinson.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EIF4G1 Lapin pAb
Remarques/Alias	P220, EIF4F, EIF4G, EIF4GI, PARK18, EIF-4G1, EIF4G1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1981
GeneID	1981
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 550-650 de l'EIF4G1 humain (NP_886553.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q04637
Poids Protéique	175kDa
Expédition	Sac de glace