


Anticorps Polyclonal Anti-Eif4G1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q04637

Numéro d'article: CM0027562



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EIF4G1 humain (eIF4G, p220), validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Idéal pour étudier l'initiation de la traduction et les voies de réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EIF4G1 Lapin pAb
Remarques/Alias	P220 ; EIF4F ; EIF4G ; EIF4GI ; PARK18 ; EIF-4G1 ; EIF4G1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1981
Identifiant du gène	1981
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 400 et 500 de l'EIF4G1 humain (NP_886553.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q04637
Poids moléculaire de la protéine	175 kDa
Expédition	Sac de glace