

Anticorps Polyclonal Anti-Eif4G2/P97 Pour Wb, Elisa - P78344

Numéro d'article: CM0014223



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin Anti-EIF4G2/p97 validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Cible le facteur d'initiation de la traduction EIF4G2 (DAP5/p97), 102kDa. Idéal pour les études de traduction médiée par IRES.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EIF4G2/p97 Rabbit pAb
Remarques/Alias	P97 ; AAG1 ; DAP5 ; NAT1 ; EIF4G2/p97
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1982
GeneID	1982
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 750-850 de l'EIF4G2/p97 humain (NP_001409.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78344
Poids Moléculaire Protéique	102kDa
Expédition	Sac de glace