

Anticorps Polyclonal Anti-Eif4G2/P97 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P78344

Numéro d'article: CM0028671



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre EIF4G2/p97, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur l'initiation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	EIF4G2/p97 Rabbit pAb
Remarques / Alias	P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	1982
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 320-490 de l'EIF4G2/p97 humain (NP_001409.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78344
Poids moléculaire de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac de glace