


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eif5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55010

Numéro d'article: CM0025280



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible EIF5, adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. EIF5 est une protéine activatrice de GTPase essentielle à la fonction du complexe pré-initiateur 43S dans l'initiation de la traduction des ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-EIF5
Remarques/Alias	EIF-5 ; EIF-5A ; EIF5
Espèce	Humain
GeneID	1983
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-235 de l'EIF5 humain (NP_892116.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55010
Poids protéique	49 kDa
Expédition	Sac de glace