

Anticorps Polyclonal Anti-Eif5A2 Pour Wb, Elisa - Q9Gzv4

Numéro d'article: CM0026354

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EIF5A2 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte l'EIF5A2 humain, murin, rat. Idéal pour la recherche sur la traduction et le cancer. SWISS : Q9GZV4.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EIF5A2 Lapin pAb
Remarques/Alias	EIF-5A2 ; eIF5AII ; EIF5A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56648
GeneID	56648
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-153 de l'EIF5A2 humain (NP_065123.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZV4
Poids protéique	17 kDa
Expédition	Sac de glace