


Anticorps Polyclonal Anti-Eif5B Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60841

Numéro d'article: CM0014033



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EIF5B humain (IF2) validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études d'initiation de la traduction et la recherche sur l'assemblage des sous-unités ribosomiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EIF5B Lapin pAb
Remarques/Alias	IF2; EIF5B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9669
GeneID	9669
Immunogène	Protéine recombinante, protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-273 de l'EIF5B humain (NP_056988.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60841
Poids protéique	139kDa
Expédition	Sac de glace