

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Élastine (ELN) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15502

Numéro d'article: CM0006885

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'élastine humaine (ELN), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Immunogène recombinant. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire et la biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ELN Rabbit mAb
Remarques / Alias	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
Espèce	Humain
GenelD	2006
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-200 de l'ELN humain (NP_001265868.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15502
Poids de la protéine	68kDa
Expédition	Sac de glace